



Containers för avfall:
Spetsiga och skarpa föremål
Riskavfall



SeptoSafe CS



Basplatta PBS30-B

Basplatta finns som tillbehör till 3 liters containern. Denna används för att stabilisera containern på bord och vagnar. Containern låses fast på plattan, vilket förhindrar läckage i handelse av olycka samtidigt som den möjliggör enhandshantering.

Produkt

SeptoSafe CS

För riskavfall och spetsiga föremål

Modell

CS20, CS30, CS50, CS50L, CS60

Mått BxDxH

CS20 - 145 x 145 x 200 (2 liter)
CS30 - 160 x 160 x 200 (3 liter)
CS50 - 200 x 200 x 200 (5 liter)
CS50L - 160 x 160 x 330 (5 liter)
CS60 - 160 x 160 x 465 (6 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Användningsområde

Finns i flertalet storlekar och utföranden, för deponering av avfall som nålar, kanyler, engångsskalpeller, sonder mm. Markering för maximal fyllhöjd finns på utsidan av containern.

Lock

Speciallock som stängs medurs där öppningen kan anpassas efter typ av avfall som skall deponeras. Tvåstegs-lås: steg ett låser temporärt, steg två låser för slutförvaring. Locket är utrustat med nålavrökning.



Hållare för containere

Stålhållare med överdrag i Rilsan plast finns som tillbehör för alla containere. Finns i tre versioner: väggmonterad, för stativ samt med sugproppar.

Avfallshantering

SeptoSafe säkerställer hantering av spetsiga och skarpa föremål som sprutor, kanyler skalpeller samt annat riskavfall med smittorisk. De är säkra, vattentäta och enkla att använda.

SeptoSafe SB



Öppet läge.



Permanent (förseglat) läge med plugg.

Produkt

SeptoSafe SB

För riskavfall och spetsiga föremål

Modell

SB15, SB30, SB60

Mått BxDxH

SB15 - 120 x 120 x 110 (1,5 liter)

SB30 - 170 x 170 x 120 (3 liter)

SB60 - 180 x 180 x 210 (6 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Beskrivning

Avfallscontainer med dubbelt hölje. Markering för maximal fyllhöjd finns på utsidan av containern.

Tillbehör

Hållare för montering på vägg, bord samt vagn.

Lock

Skjutbart lock utrustat med nålavrökning för alla typer av nålar. Tvåstegs-lås: steg ett låser temporärt, steg två låser permanent genom försegling (plugg).

Låsning

Vid användning kan locket bibehålla öppet läge. Efter användning roteras locket till temporärt stängt läge. Permanent låsning sker genom försegling med plugg.



Hantering

SeptoSafe SB sätts samman med ett enkelt handgrepp genom att pressa samman de två delarna. Den är sedan färdig för att användas.

Säkerhet

SeptoSafe SB är praktiska, solida och stabila. De är extra säkra på grund av dess dubbla hölje, perfekta för alla typer av spetsiga och vassa föremål samt farligt och potentiellt smittosamt material.

SeptoSafe PBS



Lock med öppning med säkerhetsvingar samt förslutande lock.



Hermetisk tillslutning

SeptoSafe PBS containers är säkra, hermetiskt tillslutande, enkla och lätta att hantera och passar perfekt för hantering av allt skarpt och spetsigt avfall. Den säkrar hantering av nålar utan att behöva använda säkerhetskappen.



Produkt

SeptoSafe PBS

För riskavfall och spetsiga föremål

Modell

PBS6, PBS15, PBS20, PBS50, PBS70, PBS120

Mått Diameter x H

PBS6 Ø 100 x 145 (0,6 liter)
PBS15 Ø 140 x 165 (1,5 liter)
PBS20 Ø 140 x 220 (2, liter)
PBS50 Ø 210 x 175 (5 liter)
PBS70 Ø 250 x 360 (7 liter)
PBS120 Ø 250 x 300 (12 liter)

Material

Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)

Användnings- område

Finns i flertalet storlekar och utföranden, för deponering av avfall som nålar, kanyler, engångsskalpeller, sonder mm. PBS70 och PBS120 har avtagbart transporthandtag. Markering för maximal fyllhöjd finns på utsidan av containern.

Lock

Speciallock med säkerhetsvingar och förslutningslock. Förslutningslocket har två sidor: en för tillfällig förslutning, en för permanent hermetisk försegling. Locket har nålavkrokning.



Punkteringsäker

SeptoSafe PBS är tillverkad i punkteringsäkert material som förhindrar olyckor i samband hantering av skarpa och spetsiga föremål, vilket kan vara fallet vid användning av traditionella avfallspåsar.

Hållare för containers

Stålhållare med överdrag i Rilsan plast finns som tillbehör för alla containers. Finns i tre versioner: väggmonterad, för stativ på vagn samt med sugproppar.

Modell PBS6 kan erbjudas i en smalare version (PBS6S) för att passa i speciella brickor.

SeptoSafe SB-big



Produkt	SeptoSafe SB-big Större container för riskavfall
Modell	SB250, SB251, SB300, SB301, SB500, SB501, SB600
Mått BxDxH	SB250-251 - 400 x 300 x 270 (20 liter) SB300-301 - 400 x 300 x 390 (25 liter) SB500-501 - 400 x 300 x 500 (45 liter) SB600 - 420 x 300 x 630 (60 liter)
Material	Ekologiskt polypropylene (förbränningsbar)
Beskrivning	Avfallscontainer för riskavfall. Kan staplas ovanpå varandra. Containern är stöt och punkteringssäker samt står emot kyla.
Tillbehör	Transportvagn i rostfritt stål AISI 304.
Lock	Två typer av lock, båda med tvåstegs-lås: steg ett låser temporärt, steg två låser permanent. Locken har hål som motverkar suglockeffekt.



Transportvagn i rostfritt stål AISI 304
Transportvagn CSB är anpassad till 40 samt 60 liters SB-big containers. Vagnen hanteras genom pedalstyrning där underdelen av containern hängs på vagnen medan locket fästs i det pedalstyrda topplocket på vagnen. Även tyngre och fullastade containers kan med enkelhet hanteras med hjälp av det höga handtaget och de två hjulen.



Lock och lås

Lock- och låssystem finns i två varianter. SB250, SB300, SB500 samt SB600 har gult lock samt ett mindre rött lock med handtag och tvåstegs lås. SB251, SB301 samt SB501 har enhetligt rött lock, med handtag.

Specialprodukter

SeptoSafe containers har tagits fram i samarbete med professionell personal inom vården och är tillverkade utifrån att all hantering av riskavfall skall vara säker och lätthanterligt, och samtidigt förhindra potentiell smittspridning.

Avfallsbox HPC



Transportvagn i rostfritt stål AISI 304

Transportvagn CHC46 hanterar 40 till 60 liters HPC containers. Containern placeras i vagnen och det pedalstyrda topplocket fungerar som lock då den inte används. Även tunga och fullastade containers kan med enkelhet hanteras med hjälp av det höga handtaget och de två hjulen. Vagnen har justerbar dubbel botten för att passa både 40 och 60 liter containers, vilken enkelt kan avlägsnas för rengöring.



Produkt	Avfallsbox HPC Grov kartongbox för riskavfall
Modell	HPC
Mått B x D x H mm	40 liter - 350 x 240 x 460 50 liter - 296 x 274 x 448 60 liter - 396 x 274 x 528
Material	Grov kartong med påse i polyethelene.
Beskrivning	Framtagen i enlighet för hantering av riskavfall. Kraftig kartong med automatiskt förslutning i botten. Kan användas omedelbart efter att botten förslutits samt den gula polyethelene påsen vikts upp. Påsen sitter fast i botten på containern och försluts med nylon snöre.
Tillbehör	Transportvagn i rostfritt stål AISI 304
Lock	Locket används till temporärt stänga containern samt även för permanent förslutning. Transphandtag är integrerade i containern.

Avfallsbox HPC



Transportvagn i rostfritt stål AISI 304

Transportvagn CHC46 hanterar 40 till 60 liters HPC containers. Containern placeras i vagnen och det pedalstyrda topplocket fungerar som lock då den inte används. Även tunga och fullastade containers kan med enkelhet hanteras med hjälp av det höga handtaget och de två hjulen. Vagnen har justerbar dubbel botten för att passa både 40 och 60 liter containers, vilken enkelt kan avlägsnas för rengöring.

Produkt	Avfallsbox HPC Grov kartongbox för riskavfall
Modell	HPC
Mått B x D x H mm	40 liter - 350 x 240 x 460 50 liter - 296 x 274 x 448 60 liter - 396 x 274 x 528
Material	Grov kartong med påse i polyethelene.
Beskrivning	Framtagen i enlighet för hantering av riskavfall. Kraftig kartong med automatiskt förslutning i botten. Kan användas omedelbart efter att botten förslutits samt den gula polyethelene påsen vikts upp. Påsen sitter fast i botten på containern och försluts med nylon snöre.
Tillbehör	Transportvagn i rostfritt stål AISI 304
Lock	Locket används till temporärt stänga containern samt även för permanent förslutning. Transporthandtag är integrerade i containern.



Standard System Altikon AB
Teknikvägen 11
246 43 Löddeköpinge
Telefon: +46 40 22 83 70
info@standardsystem.se
www.standardsystem.se

